

Diskrétní sexshop: <https://shop.svadeni.cz/>

Podrobný návod k použití: jes-extender gold

<https://shop.svadeni.cz/metody-zvetseni-penisu/jes-extender-gold/>

Efektivní výsledky díky preciznímu provedení.

Jes-extender gold je dražší než běžné modely, protože je pozlacený 24karátovým zlatem – a to má pro vás zásadní praktický přínos. **Pozlacení není jen o vzhledu, ale zajišťuje:**

- **hypoalergennost:** zlato je ideální materiál pro dlouhodobý kontakt s pokožkou a eliminuje riziko podráždění i při dlouhém používání.
- **dokonalou odolnost:** díky pozlacení je zařízení extrémně odolné proti korozi a opotřebení, což zaručuje **dlouhodobé a spolehlivé používání.**
- **stabilnější trakci:** kvalitní provedení zaručuje, že nastavené napětí zůstane konzistentní po celou dobu používání, což je **klíčové pro dosažení výsledků.**

Co vám jes-extender gold přinese?

1. **viditelné zvětšení penisu**

- postupné prodloužení délky penisu až o několik centimetrů.
- zvětšení obvodu díky rovnoměrně působící trakční síle.

2. **rychlejší a efektivnější výsledky**

- díky preciznímu provedení a kvalitním materiálům pracuje jes-extender gold **efektivněji** než levnější modely, které mohou ztrácet trakci nebo se opotřebovat.
- stabilní napětí znamená, že **každá minuta používání je maximálně efektivní.**

3. **bezpečné dlouhodobé používání**

- hypoalergenní zlato je šetrné k pokožce, takže zařízení můžete používat **denně po dlouhé hodiny** bez rizika podráždění.
- pevná konstrukce zajišťuje bezpečné používání bez poškození penisu.

4. **trvalé výsledky**

- při pravidelném používání dosáhnete **trvalého zvětšení**, protože proces trakce podporuje růst nových buněk tkáně.

Je pozlacení důležité?

Běžné modely mohou během používání ztrácet napětí, rychle se opotřebovat nebo způsobovat podráždění. Díky pozlacení **udrží trakci stabilní**, je hypoalergenní a **zaručuje dlouhodobou životnost.** To znamená, že:

- každý den používání je stejně efektivní,
- výsledky přicházejí rychleji,
- nemusíte si pořizovat nový přístroj za několik měsíců.

Shrnutí: proč investovat do jes-extender gold?

Je dražší, protože nabízí **technickou kvalitu a preciznost** podpořenou pozlacením, které má praktické výhody. Investujete do zařízení, které vám přinese:

- **efektivní zvětšení penisu,**
- **rychlejší a trvalejší výsledky,**
- **bezpečné a komfortní používání** i pro citlivou pokožku.

Pozlacení zajišťuje, že **každá minuta používání má maximální efekt**. Pokud hledáte **nejlepší výsledky bez kompromisů**, je pro vás správnou volbou.

Popis produktu:

Jes-extender gold je špičková mechanická pomůcka určená pro **zvětšení délky a obvodu penisu**. Jeho použití je založeno na principu **trakční síly** (natahování tkáně), která přirozeně stimuluje růst buněk a prodloužení penisu.

Tento model je **pozlacený 24karátovým zlatem**, což nejen zvyšuje jeho luxusní vzhled, ale také:

- zajišťuje vyšší **odolnost** proti opotřebení,
- je **hypoalergenní**, ideální pro citlivou pokožku,
- působí esteticky atraktivně a přináší pocit **prémiové kvality**.

Je výsledkem precizního zpracování a dlouholetých zkušeností v oblasti zvětšování penisu, což z něj činí **jednu z nejlepších možností na trhu**.

Jak jes-extender gold funguje?

Při pravidelném používání vytváří **jemné a kontrolované napětí** na tkáň penisu. Toto napětí stimuluje přirozený růst buněk, což vede k postupnému:

- **prodloužení penisu** v klidovém i vzrušeném stavu,
- **zvětšení obvodu penisu,**
- zlepšení **pružnosti tkáně** a kvality erekce díky lepší cirkulaci krve.

Krok za krokem: jak používat

1. příprava

- před použitím si důkladně umyjte ruce i penis teplou vodou a mýdlem.
- zajistěte, aby byl penis v **klidovém stavu**.

2. sestavení zařízení

- nasadte teleskopické tyčky do základního kroužku.
- nastavte počáteční délku tyček tak, aby odpovídala délce vašeho penisu v klidovém stavu.

- ujistěte se, že všechny části jsou pevně spojené a stabilní.
-

3. nasazení extenderu

1. základní kroužek:

- prostrčte penis základním kroužkem, který přiléhá ke kořeni penisu.
- kroužek musí být pohodlný, nesmí tlačit.

2. upevnění žaludu:

- nasadte silikonovou opěrku na žalud.
- přetáhněte silikonový pásek přes žalud a jemně jej **utáhněte**, aby penis držel pevně, ale nebyl stlačen.

3. nastavení napětí:

- teleskopické tyčky otáčením nastavte tak, aby bylo cítit **mírné napětí**.
 - napětí by mělo být příjemné – **žádná bolest ani nepohodlí**.
-

4. používání zařízení

- **začátek:** v prvním týdnu používejte jes-extender **1–2 hodiny denně**.
 - **postupné prodlužování:** každý týden zvyšujte čas o 30–60 minut.
 - **cílová doba:** ideálně **4–6 hodin denně** (s přestávkami).
 - během dlouhých sezení si každé **2 hodiny** udělejte krátkou přestávku na **promasírování penisu**.
-

5. sundání a péče o zařízení

- po ukončení používání extenderu jej opatrně sundejte.
 - penis jemně promasírujte, aby se podpořila cirkulace krve.
 - jes-extender gold omyjte teplou vodou a mýdlem, osušte a skladujte na suchém místě.
-

Výhody používání jes-extender gold

- **viditelné výsledky:** při pravidelném používání můžete očekávat postupné zvětšení délky i obvodu penisu.
- **luxusní kvalita:** pozlacení 24karátovým zlatem zajišťuje hypoalergenost a dlouhou životnost zařízení.
- **zlepšení sebevědomí:** větší penis a lepší kvalita erekce pozitivně ovlivní váš sexuální život.

- **pohodlné používání:** díky preciznímu provedení a nastavitelnému designu je používání bezpečné a komfortní.
-

Doporučení pro maximální výsledky

1. Buďte trpěliví a pravidelní – výsledky se dostaví postupně během několika měsíců.
 2. Začnějte s nízkým napětím a postupně jej zvyšujte.
 3. Dodržujte přestávky a pečujte o penis masáží pro lepší prokrvení.
 4. Kombinujte používání extenderu se zdravým životním stylem pro maximální účinnost.
-

Bezpečnostní upozornění

- jes-extender gold používejte pouze na zdravý penis.
 - při jakémkoli nepohodlí zařízení sundejte a zkontrolujte jeho nastavení.
 - nepoužívejte, pokud trpíte záněty, poraněním nebo jinými zdravotními problémy v oblasti genitálií.
-

Jes-extender gold vám přináší nejen **viditelné výsledky**, ale i pocit luxusu díky svému jedinečnému pozlacení. S pravidelným používáním můžete dosáhnout nejen zvětšení penisu, ale také **zlepšení sebevědomí a kvality intimního života**.